





Remark:

* Thickness of flange measured before stopper assembly

Material: Materiel: Material:				West					
CAD System: Solid Works		Projection: 						Units:mm	
Sheet 1 of 1									
	-	-	-	Maße ohne Toleranzangabe DIN 16901, TAB2,Tol.Gr150 Dimensions sans indications de Limites DIN 16901.TAB2. Tol.Gr.150 Unlimited dimensions DIN16901. TAB2,Tol.Gr.150			Zeichn. Nr.: 6125-02 Drawing No.:		
	-	-	-	Ersatz für: Remplace: Replacement for:			Ersetzt durch: Remplace par: Replaced by:		
	-	-	-	6125-00 / 17.10.2018					
	-	-	-	Maßstab: Ech: 10:1 Scale:	gez.: dessine: G. Zschornak drawn:	02.12.2019 (DD.MM.YY)	gepr.: contr.: checked:		
02	1,5±0,1 changed to 1,5±0,2 1,90 changed to 1,9±0,1	GZ	02.12.19	NovaPure 4023/50/g NGC 8mm Closure			Art Nr.: 6125 Art No.:		
01	Ø3,40 changed to Ø3,4±0,2	GZ	02.12.19						
INDEX	Änderung: Modification:	Name: Nom: Name:	Datum: Date: Date:						

An unseren Zeichnungen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. Il doit être restitué immédiatement sur simple demande de notre part.
This drawing is our property. It is not allowed to make copies or to communicate with third without written permission. It must be returned immediately on our demand.